

STANDARDI ZA UPORABO BOVINIH IN AVIARNIH TUBERKULINOV

Tuberkulinski test za potrebe te odredbe je treba izvajati s tuberkulini PPD in HCSM.

Bovini tuberkulin, ki se sme uporabljati za potrebe te odredbe, mora biti pripravljen z enim od naslednjih sevov *Mycobacterium bovis*:

- AN5;
- Vallee.

Aviarni tuberkulin je treba pripraviti z enim od naslednjih sevov *Mycobacterium avium*:

- D4ER;
- TB56.

PH tuberkulinov mora biti med 6,5 in 7,5.

Dovoljene so naslednje koncentracije fenola in glicerola:

- fenol: 0,5% m/v;
- glicerol: 10% v/v.

Pod pogojem, da so tuberkulini shranjeni v temi in pri temperaturi od 2 do 8 °C, jih je mogoče uporabljati do konca naslednjih obdobj po zadnjem zadovoljivem testu jakosti:

- tekoči PPD tuberkulini: dve leti,
- liofilizirani PPD tuberkulini: osem let;
- razredčeni HCSM tuberkulini: dve leti.

Uradne preiskave tuberkulina se morajo izvajati v skladu z metodami in tehnikami, ki jih določi VURS in jih izda v posebni publikaciji, ki je dosegljiva javnosti na VURS, opraviti pa jih mora pooblaščen zavod v državi dobaviteljici.

Koncentracija apliciranega bovinega tuberkulina ne sme biti manjša od 2000 CTU.

Koncentracija apliciranega aviarnega tuberkulina W15 ne sme biti manjša od 2000 IU.

Količina apliciranega tuberkulina ne sme biti večja od 0,2 ml.