

PRILOGA 2

STANDARDI ZA IZVAJANJE MONITORINGA ODPADNIH VOD

PARAMETER	METODA	PRINCIP METODE	SPREMEMBE METODE, OPOMBE
SPLOŠNI PARAMETRI			
Temperatura	SIST DIN 38404-4		
pH-vrednost	SIST ISO 10523	elektrometrija	
SPLOŠNI POSTOPKI			
Vzorčenje	SIST ISO 5667-10		
Vzorčenje; navodila za pripravo vzorcev za biološka testiranja	SIST ISO 5667-16		
Pretok	DIN 19559-1 DIN 19559-2	meritve pretoka v odprtih kanalih in ceveh s prosto gladino	
Homogenizacija vzorca	DIN 38402-30		v prisotnosti lahkoklapnih snovi se izvede homogenizacija v zaprtih posodah in na hladnem
Konzerviranje vzorcev	SIST EN ISO 5667-3		